

WELLION® FRIGO HŰTŐTÁSKA ÚTMUTATÓ

Tárolja hűvös helyen az inzulint!

A Wellion® FRIGO egy egyszerű, gyors és kényelmes módja az inzulin, az inzulinpumpa és más gyógyszerek hidegen tartásának.

Ehhez nem szükséges sem áram, sem fagyasztószekrény, sem hűtő. A Wellion® FRIGO nagyon egyszerűen használható víz segítségével – újra és újra.



ANTIBAKTERIÁLIS

A táska belseje speciális antibakteriális szigetelésű



ÁRAM NÉLKÜL

Nem szükséges áram, a hideg vízzel kerül aktiválásra



FAGYASZTÓSZEKRENY NÉLKÜL

Nincs szükség fagyasztószekrényre, vagy hűtőelemre



Annak érdekében, hogy a gyakori használat mellett a változatlan minőség és higiénia garantált maradjon, a táska belseje egy antibakteriális szigeteléssel van ellátva. További tulajdonsága, hogy nagy szerepet játszik az inzulinnal és a gyógyszerekkel való bánásmódban.

Az inzulin hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. Nyáron, az autópályán a dugóban, vagy melegebb éghajlatú országokban való utazásnál sokszor nehéz az inzulint megfelelően hidegen tartani.

A Wellion® FRIGO táska a megoldás. Az inzulin magasabb külső hőmérsékletnél is több órán keresztül, több napig hidegen marad a párolgás elve által.

Tartalom: Wellion® FRIGO táska külsőrész, Wellion® FRIGO táska belsőrész kristályokkal

Ilyen egyszerűen működik a Wellion® FRIGO hűtőtáska:

1. Rázzuk össze a táska belsejét a kristályok egyenletes elosztásáért.
2. A táska belsejét tegyük hideg vízbe pár percig (Wellion® FRIGO L 10 perc, XXL 12 perc), ez idő alatt a hűtőbordákban a kristályok egy gélképeznek – a táska belseje vastagabb lesz.
3. Ezt követően fontos a táska belsejét megtörölni egy kendővel, hogy a felesleges vizet eltávolítsuk.
4. Tegye a hűtött inzulint a Wellion® FRIGO belső zsebébe.
5. Hogy megvédje a kezításkájában vagy a bőröndjében levő tárgyakat, tegye a megtöltött belső táskát a Wellion® FRIGO külső táskájába.

Tartós felhasználás és tárolás:

Akkor merítse ismét vízbe a Wellion® FRIGO táska belsejét, ha gél átalakul kristállyá. Folyamatos használat esetén rövidítse le a vízbe merítés idejét. **NE FAGYASSZA LE!** A kristályok károsodhatnak, és a Frigo táska működési módját ez zavarhatja. Ne tartsa a Wellion® FRIGO-t 24 óránál hosszabb ideig bőröndben, hátizsákban, légmentes csomagolásban. A párolgás elvéhez szüksége van a táskának levegőre. Ha nem használja a táskát, vegye ki a belső táskát a külsőből, hogy a belső táska megszáradhasson. Rázza fel a táskát a száradás alatt, hogy a kristályok ne ragadjanak össze.

A következő méretekben kapható:

- WELLION® FRIGO L 21 x 11 cm
(2 inzulintoll / 1 inzulinpumpa számára)
- WELLION® FRIGO XXL 22 x 19 cm
(több hely a cukorbeteg-készlet számára)



A kicsi Wellion® FRIGO hűtőtáska (L méretű) egy praktikus övtartóval rendelkezik, így a toll útközben is mindig kéznél van.